

TJ-Motion Produkte – Entspannungstools für Kiefer und Alltag

Die **TJ-Motion Produkte** sind innovative Entspannungstools zur sanften Dehnung und Entlastung der Kiefermuskulatur. Sie unterstützen als Lifestyle- und Trainingsgeräte das Körperbewusstsein und fördern gezielte Muskelentspannung im Kieferbereich – ganz ohne medizinische Zweckbestimmung.

Hinweis: Die Produkte der **TJ-Motion GmbH** sind keine Medizinprodukte im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745, sondern reine Bedarfsgegenstände für Wellness- und Entspannungszwecke.

Produktübersicht und Unterschiede

● TJ-Motion ORIGINAL

- **Form:** Klassisch, universelle Passform
- **Material:** Standard-Silikon mit mittlerer Härte
- **Einsatzbereich:**
 - Allgemeine Entspannung der Kiefermuskulatur
 - Stressabbau durch bewusstes Loslassen von Anspannung
 - Ideal für Einsteiger mit normaler Empfindlichkeit

● TJ-Motion SOFT

- **Form:** Identisch mit dem Original
- **Material:** Weicheres Silikon
- **Einsatzbereich:**
 - Besonders geeignet bei:
 - Reizzuständen im Kieferbereich
 - Erhöhter Empfindlichkeit
 - Einstieg nach Verletzungen oder Verspannungen
 - Sanftere Dehnung durch weichere Beschaffenheit

● TJ-Motion ALIGNER

- **Form:** Abgewandelte Form mit zwei seitlichen „Flügeln“ für sicheren Halt
- **Bishöhe:** Reduziert auf 5,5 mm – für sanftere Dehnung
- **Material:** Weiches, flexibles Silikon
- **Besonderheiten:**
 - Zwei Längen erhältlich (nach Körpergröße):
 - Bis 1,69 m Körpergröße
 - Ab 1,70 m Körpergröße
 - Geeignet für:
 - Personen mit starker Kieferanspannung oder Kiefergelenksproblemen
 - Sensible Kieferbereiche
 - Aktive Nutzung bei Sportarten wie:

- Joggen
 - Fitnessstraining
 - Radfahren
-

Wichtiger Anwendungshinweis

Die **TJ-Motion Produkte** werden **nicht aktiv gebissen**, sondern **locker zwischen den Zähnen** getragen. Ein falsches Beißen kann das Produkt beschädigen. Die entspannte Anwendung dient dem Training des Körperbewusstseins und der gezielten Wahrnehmung und Reduktion von Kieferanspannung (z. B. Pressen oder Knirschen).

Sollte es dennoch zu einer Beschädigung gekommen sein, bieten wir im Rahmen unserer Kundenorientierung **kostenlosen Ersatz** an – verbunden mit der Bitte, auf die korrekte Anwendung zu achten.

Welches Produkt passt zu mir?

Unser **Produktfinder** hilft Ihnen, schnell und einfach das richtige TJ-Motion Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden:

 **Zum TJ-Motion Produktfinder (B2C)**